

# LIGANA<sup>®</sup> AQUA-TEC

(SPEZIALCREME B)



Ohne Konservierungsmittel



## Schutzcreme gegen wasserlösliche Arbeitsstoffe

Zum Schutz beim Umgang mit wassermischbaren Stoffen

- reduziert die Hautbelastung
- W/O-Emulsion
- silikonfrei
- konservierungsmittelfrei
- enthält Vitamin A



# LIGANA<sup>®</sup> AQUA-TEC

(SPEZIALCREME B)

## Schutzcreme gegen wasserlösliche Arbeitsstoffe

### Produktbeschreibung

LIGANA<sup>®</sup> AQUA-tec / Creme B ist eine spezielle Schutzcreme gegen wässrige Arbeitsstoffe. Sie zieht gut ein und hinterlässt bei richtigen Anwendungen keine störenden Abdrücke auf Werkstücken und dergleichen. Die Creme ist frei von Konservierungsmitteln.

### Zusammensetzung nach INCI

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, PETROLATUM, OZOKERITE, SORBITOL, GLYCERYL OLEATE, LANOLIN ALCOHOL, ISOPROPYL PALMITATE, MAGNESIUM SULFATE, TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL PALMITATE, TOCOPHEROL, STEARYL HEPTANOATE, STEARYL CAPRYLATE, SUNFLOWER SEED OIL, PARFUM

### Produkteigenschaften

- Die Schutzwirkung der Creme geht zum einen von dem Emulsionstyp (W/O) aus, zum anderen wird diese wirkungsvoll durch spezielle Barriersubstanzen erhöht. Hierzu zählen Fettalkohole und Vaseline.
- Durch den Anteil an hochwertigen Lipiden wirkt die Creme pflegend auf die Haut.
- Vitamin-E-Acetat verbessert zusätzlich das Feuchthaltevermögen der obersten Hautschichten.

### Anwendungsbereich

LIGANA<sup>®</sup> AQUA-tec / Creme B ist zum Schutz gegen wasserlösliche Schadstoffe, wie verdünnte Säuren oder Laugen, wassermischbare Kühlschmierstoffe, Detergentien, Salzlösungen, etc. geeignet.

### Anwendung

- LIGANA<sup>®</sup> AQUA-tec wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen.
- Eine geringe Menge der Creme, die gründlich und gleichmäßig zu verteilen ist, genügt.
- Dabei ist auf besonders gefährdete Hautbereiche, z. B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, zu achten.
- Bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden.
- Das Produkt sollte nicht ins Auge gelangen.

### Verpackung und Lagerung

LIGANA<sup>®</sup> AQUA-tec / Creme B ist lieferbar in:

- 100-ml-Tube

Das Produkt ist in originalverschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate (ab Herstellungsdatum) bei Raumtemperatur lagerfähig. Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen (PAO, Period after Opening) ist auf der Verpackung angegeben.

### Gesetzliche Vorschriften

LIGANA<sup>®</sup> AQUA-tec / Creme B unterliegt der EG-Kosmetik-Verordnung und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung. Weitere Hinweise zum Umgang mit dem Produkt können den Gruppenmerkblättern für den beruflichen Hautschutz – Hautmittel – entnommen werden.

### Gutachten zur Hautverträglichkeit

Die Hautverträglichkeit von LIGANA<sup>®</sup> AQUA-tec / Creme B wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen. Ein schriftliches Gutachten liegt vor.

Unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, die keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Erzeugnisse bedeuten, beruhen auf langjährigen Erfahrungen. Sie sind jedoch – auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter und ausländische Rechtsvorschriften – unverbindlich und befreien unsere Kunden nicht davon, unsere Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Stand: 03/2016



Peter Greven  
Physioderm GmbH  
Procter-&-Gamble-Str. 26  
D-53881 Euskirchen

Fon: +49 (0) 2251 77617-0  
Fax: +49 (0) 2251 77617-44  
info@pgp-hautschutz.de  
[www.peter-greven-hautschutz.de](http://www.peter-greven-hautschutz.de)